




ROSCOE nebGO

ULTRASONIC HANDHELD NEBULIZER
Manual

MODEL: NEB-GO



Read this manual before operating the nebulizer.
Save these instructions for future reference.

TABLE OF CONTENTS

	Page
1. Introduction	2
2. Illustration of Parts	3
3. Important Safety Precautions and Warnings	4 – 7
4. Getting Started	8
5. Operating the Compressor Nebulizer	8 – 10
6. Cleaning	10 – 11
7. Maintenance	11 – 14
8. Specifications	14
9. Limited Warranty	15
10. Service and Repair	15

INTRODUCTION



Thank you for purchasing the Roscoe Medical branded nebGO Ultrasonic Handheld Nebulizer. With proper care, it will provide you with many years of reliable treatment.

This product is designed for the successful treatment of asthma, allergies and other respiratory disorders. Using vibrating mesh technology, the nebulizer converts the prescribed medication into an aerosol mist for easy inhalation.


Your ultrasonic handheld nebulizer should be used under the supervision of a licensed physician and/or a respiratory therapist. Any use of this product other than its intended use should always be avoided.

INDICATIONS FOR USE: This device is an ultrasonic vibrating mesh nebulizer system designed to aerosolize physician-prescribed liquid medications for inhalation to a patient (except for Pentamidine). The device may be used with patients 5 years and older in the home, hospital and sub-acute care settings.



ILLUSTRATION OF PARTS











Main Unit



BOTTOM VIEW





SAFETY SYMBOLS USED ON PRODUCT AND IN THIS MANUAL	
 DANGER	Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.
 WARNING	Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in serious injury and equipment damage.
 CAUTION	Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury to the user or patient or damage to the device or other property.
	Class II Equipment
	Type BF Equipment
	Consult Instructions for Use
	On/Off Button
	Serial Number

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS AND WARNINGS



It is important that you read all warnings in user's manual before use. Use the product only for its intended use as described in the manual. Improper use can result in serious or fatal illness / injury, improper treatment or property damage.


 WARNING (USA only)	U.S. Federal Law restricts this device to sale by, or on the order of, a physician or licensed practitioner. This device should only be used under the continued supervision of a physician or licensed practitioner.
 DANGER	THIS MEDICAL DEVICE IS NOT INTENDED TO BE USED AS A LIFE SUSTAINING OR LIFE SUPPORTING DEVICE.


This device has been thoroughly tested and inspected to assure proper performance and operation.

Specifications put forth in this manual were in effect at the time of publication. However, to ensure continual improvement measures, changes to these specifications may be made at any time without obligation on the part of manufacturer.

Upon receiving your nebulizer, inspect the packaging for signs of damage in transit. Inspect the unit thoroughly. If damage is noted, external or internal, **DO NOT** use, and report to your Homecare Dealer immediately.

When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should **ALWAYS** be followed. Read all instructions before using.

 DANGER
<p>To reduce the risk of serious or fatal injury from electrocution, fire, burns and to reduce the risk of damage or malfunction of the unit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Before use, check the ratings label on the back of the compressor to ensure that the voltage and current indicated on the unit correspond with the voltage and current available. DO NOT overload wall outlets or use with power strips or extension cords. • DO NOT use this product with a DC to AC converter, or with any AC voltage and/or frequency other than specified.

 WARNING
<ul style="list-style-type: none"> • Before use, check all accessories for proper assembly. All parts should be firmly in place. Use of improperly assembled accessories could diminish or prevent adequate delivery of medication and the effectiveness of the treatment.

 **WARNING**

- **ALL** included accessories are for single patient use only. **DO NOT** share your accessories with other patients.
- **NEVER** use the nebulizer if it is clogged. If clogged, the aerosol mist will be reduced, altered, or stopped, which will diminish or eliminate the effectiveness of the treatment. If clogging occurs, replace with the same model.

 **DANGER**

- **DISCONTINUE OPERATION IMMEDIATELY IF ANY OF THE MOTOR HOUSING PARTS BECOME DETACHED OR BROKEN, EXPOSING THE MOTOR OR ANY OTHER ELECTRICAL COMPONENTS.**
- **DO NOT** open or disassemble the compressor. Refer all servicing to a Compass Health Brands authorized dealer.
- **ALWAYS** unplug immediately after each use and keep unplugged when not in use. **DO NOT** run this product unattended.
- **NEVER** operate this product if it has a damaged cord or plug, is not working properly or any abnormalities occur, has been dropped in any way or into water, or has been exposed to any liquids inside the case. Return to a Compass Health Brands authorized dealer for repair or replacement.

 **WARNING**

- **DO NOT** use the nebulizer while operating a vehicle or while bathing.
- Keep all electrical cords away from heated surfaces. **DO NOT** operate or store unit under direct sunlight, high temperature or humidity.
- The compressor motor has a thermal protector, which will shut off the unit before it becomes overheated. When the thermal protector shuts the unit off, please:
 - o Switch off the unit and unplug the unit from the electrical outlet.
 - o Wait 20 min. for motor to cool down before starting another treatment.
 - o Make sure the air openings are not obstructed and air filter is clean.

 **DANGER**

- **DO NOT** operate where oxygen is being administered in a closed environment such as an oxygen tent.
- To avoid Electromagnetic Interference/Radio-Frequency Interference (EMI/RFI):
 - a. **DO NOT** turn on or use hand-held personal electronic communication devices such as cellular phones, walkie-talkies and CB radios while the compressor is turned on.
 - b. **DO NOT** operate the compressor close to any nearby transmitters (radio, television, microwave, etc.).
 - c. Be aware that adding accessories or components or modifying the compressor may make it more susceptible to EMI/RFI.

⚠ DANGER (cont'd)

- **NEVER** drop or insert any object into any openings.
- **NEVER** block air openings.
- **DO NOT** wrap cord around the appliance.
- **NEVER** allow the power supply cord to be pulled, jerked, strained, twisted, or severely bent, especially at the plug connections. Damage will occur at the high flex point of entry into the appliance, causing it to rupture and short. Handle the cord carefully for longer life.
- Close supervision is necessary when this product is used by or near children and physically or mentally impaired persons. **NEVER** use when sleeping or drowsy.
- This product contains small parts that may present a choking hazard to small children. The tubing also presents a strangulation hazard. Keep the unit out of reach of small children.

⚠ WARNING

WARNING: ALWAYS USE CLOSE ADULT SUPERVISION WHEN ADMINISTERING TREATMENT TO A CHILD. DO NOT LEAVE CHILD UNATTENDED DURING TREATMENT.

- Any patient who is unable to use a mouthpiece properly under supervision should use a mask.
- To reduce the risk of increased bacterial growth, infection, illness or injury from contamination, thoroughly clean and dry all accessories and thoroughly dry any moisture or condensation in the tubing at the end of **EVERY** treatment, following the instructions on page 10. Cleaning the medication cup after each treatment is not enough. The accessories **MUST** also be regularly disinfected after every treatment to prevent serious or fatal illness caused by contamination. Refer to page 11 for disinfection procedures.
- **NEVER** spray liquids onto the compressor housing. Fluid could cause damage to the electrical compressor parts and could lead to a malfunction. If fluids enter the unit, return the product to an authorized medical equipment service center for examination and repair.

⚠ DANGER

- **DO NOT** place or store the product where it can fall or be knocked into a bathtub, sink, water, or other liquid. **DO NOT** immerse or drop into water or other liquid.
- **DO NOT** reach for a product that has fallen into water or other liquid. Unplug immediately.
- **ALWAYS** disconnect the unit from the electrical outlet before cleaning.

⚠ CAUTION

Medication cup and accessories are **NOT** dishwasher safe.

NOTE

The exterior surfaces of the unit and the air outlet connector may become slightly warm to the touch during use. Warm air can also be felt exiting the vents on the sides of the case of the unit. This is normal.

GETTING STARTED

1. Check to ensure the following components of the nebulizer are enclosed:
 - Main Unit with Medication Cup
 - Carry Bag
 - Mouthpiece
 - Lanyard
 - Adult and Pediatric Masks
 - Power Cord with USB Wall Outlet
2. It is recommended to keep extra mouthpieces and/or masks on hand at all times in case original parts become lost, damaged, or soiled.

CAUTION

If you did not receive the components listed above, please contact the dealer where you purchased your nebulizer.

SETUP AND OPERATING THE HANDHELD NEBULIZER

CAUTION

Accessories are **NOT** sterile from package. Prior to initial operation, or if device has been stored/unused for >1 month, all accessories should be thoroughly cleaned.

1. Wash hands with soap and warm water and dry completely with a clean towel.
2. Make sure all accessories have been cleaned and/or disinfected before first use and after last daily treatment. Refer to the Cleaning of the Nebulizer Components and Accessories section on page 10.
3. If using battery power, push back and pull up the battery cover to open.
4. Insert two AA batteries according to the battery polarity indicated inside the battery compartment.
5. Close and push forward the battery cover to lock.

CAUTION

DO NOT use old and new batteries together or mix batteries with differing cell chemistries.

6. If using the power adapter, make sure to remove batteries before use. The adapter does **NOT** charge batteries.

CAUTION

The compressor is designed for intermittent use only. For optimal performance, operate the device for up to 20 minutes, then leave off for 20 minutes.

7. To insert the medication cup into the device, align the three prongs on the back of the medication cup with the three trenches of the main device and press down. There will be an audible click.
8. Flip open the medication cup cap.
9. Fill nebulizer cup using eyedropper or syringe with prescribed medication. **DO NOT** fill more than 6 ml per treatment.
10. Close the nebulizer cap, ensuring a tight seal.
11. Press the mouthpiece or mask directly onto the medication cup opening.
12. If using the mouthpiece, place it between your teeth, with lips firmly sealed around the mouthpiece. If using the mask, place it over the mouth, firmly sealed over the area around the mouth.
13. Press the ON/OFF button on the top of the device to power the unit on. The light indicator will be green.
14. Breathe in and out slowly and deeply through the mouth until aerosol treatment is complete. **NOTE:** Tilt the device slightly to ensure all residual medication contacts the mesh and is completely aerosolized.
15. Press ON/OFF button to power the device off. The light indicator will be unlit.
16. Unplug the power adapter from the electrical outlet (if using).
17. Detach the mouthpiece or mask from the device.
18. Remove the medication cup from the device by pressing the button under the cup and carefully lifting the cup up simultaneously.
19. Clean and disinfect **ALL** nebulizer components before the next treatment. See pages 10-11.

 **WARNING**

- The device has a thermal protector, which will shut off the unit before it becomes overheated. When the thermal protector shuts the unit off, please:
 - a. Press the power button OFF.
 - b. Unplug the unit from the electrical outlet if using power adapter.
 - c. Wait 20 minutes for the motor to cool down before starting another treatment.
 - d. Make sure the air openings are not obstructed and air filter is clean.
- **NEVER** operate if this unit has a damaged cord or plug, has been dropped in any way, immersed into water or if it does not work properly. Return it to a service center for repair.
- If any abnormality occurs, discontinue use immediately until the unit has been examined and repaired.
- **ALWAYS** unplug the product immediately after use.

 **WARNING (cont.)**

- **BEFORE** connecting power cord, make sure on/off switch is in off position.
- **NEVER** block the air openings of the main unit or place it where the air openings may be obstructed.
- **NEVER** allow the power supply cord to be pulled, jerked, strained, twisted or severely bent, especially at the plug connections. Damage will occur at the high flex point of entry into the appliance, causing it to rupture and short. Handle the cord carefully for longer life.
- Safety overload: **DO NOT** exceed 20 minutes of continuous operation.

CLEANING

CLEANING THE NEBULIZER COMPONENTS AND ACCESSORIES

1. If there is any residual moisture (condensation) in the medication cup, wipe it out with gauze or a lint-free towel.
2. Pour distilled water into the medication cup.
3. Turn on the device to nebulize the distilled water for 1 to 2 minutes to clean the mesh.
4. Power off the device, then remove batteries or disconnect the adapter from the main unit.
5. Remove the medication cup from the main unit.
6. Wash and rinse the medication cup with distilled water.
7. Shake off excess water and allow parts to be fully air dried on a clean, dry towel.
8. Use a clean towel slightly dampened with warm water to clean the outside of the device.
9. Wash the mouthpiece and mask accessories with a mild soap and warm water or soak in 1 part white vinegar to 3 parts hot tap water for one hour. Rinse thoroughly and allow to air dry completely before use. Perform disinfection per procedures on page 11.
10. Make sure that all cleaned parts are completely dry before storing or used.

 **CAUTION**

- Keep the battery compartment on the device dry at all times
- **DO NOT** poke the mesh with finger, cotton swab or any objects.
- **DO NOT** clean parts in a dishwasher.
- **DO NOT** use microwave to dry any parts, including device.
- Clean all necessary ports after each use as instructed in this guidebook.
- **DO NOT** attempt to wash and reuse the air filter. **DO NOT** use substitute filter material. Compressor damage may result

 **WARNING**

- Disconnect the unit from the electrical outlet before cleaning.

DISINFECTING THE NEBULIZER ACCESSORIES

Method 1 : Boiling

1. Rinse the medication cup with distilled water.
2. Bring a saucepan of distilled water to a boil.
3. Carefully immerse the medication cup into the boiling water for a maximum of 10 minutes.
4. Carefully remove the medication cup from the boiling water and shake off excess water.
5. Allow to cool down and air dry completely on a clean, dry towel. Ensure all cleaned parts are completely dry before use or storage.

Method 2 : Alcohol

1. Rinse the medication cup, mouthpiece and/or mask(s) with distilled water.
2. Immerse the medication cup, mouthpiece and/or mask(s) in 75% ethyl alcohol for 1 minute.
3. Rinse the medication cup, mouthpiece and/or mask(s) with distilled water again, shake off excess water.
4. Allow parts to air dry completely on a clean, dry towel. Ensure all cleaned parts are completely dry before use or storage.

WARNING

- Alcohol is highly flammable. **DO NOT** use alcohol in close vicinity of open fire or smoke.
- **DO NOT** immerse the main unit or power adapter in any liquid.

MAINTENANCE

The following replacement parts and accessories are available:
(**DO NOT** use unauthorized / non-Compass Health Brands replacement parts)

Description	SKU
Medication Cup	X1GOSH01
Mouthpiece	X1GOSH02
Adult Mask	X1GOSH03
Pediatric Mask	X1GOSH04
Carry Bag	X1GOSH05
Power Cord	X1GOSH06
Wall Outlet	X1GOSH07

With proper care, the medication cup should be replaced every 12 months, and the mouth-piece and/or masks should be replaced every 3 months, depending on frequency of use.

STORAGE

When not in use, store the device and all accessories in the included carry bag or in a dry, clean environment.

CAUTION

- **DO NOT** store or carry the device with any residual liquid in the medication cup.
- Remove the batteries if device is not in use for long periods. Failure to do so could result in damage due to battery leakage.
- **DO NOT** leave the device under direct sunlight, in high humidity, extreme heat or cold environments.
- **ALWAYS** keep unit unplugged while not in use.
- Keep cord away from heated surfaces.
- **DO NOT** wrap cord around device.

WARNING

- Keep this device away from fire, high electromagnetic fields and out of the reach of children.

TROUBLESHOOTING

Please consult the table below to resolve any issues experienced with the device:

Problem	Possible Cause	Action
Low Atomization	Low Battery Power	Replace batteries or use the power adapter
	Faulty Connection	Use rubbing alcohol to clean power adapter
	Clogged Mesh Holes	Refer to Cleaning and Disinfection procedures to clean the medication cup
	Broken Mesh	Replace the medication cup

TROUBLESHOOTING (CONT.)

Problem	Possible Cause	Action
No Power Indicator / No Atomization	Improperly Inserted Batteries	Follow (+) and (-) markings on the battery cover to reinsert in the correct direction
	Dead Batteries	Replace batteries or use the power adapter
	Faulty Connection	Check and reconnect the power adapter to the main unit
	Broken Mesh	Replace the medication cup
Power Indicator On / No Atomization	Improperly Inserted Medication Cup	Refer to setup instructions to reinstall the medication cup
	Clogged Mesh Holes	Refer to Cleaning and Disinfection procedures to clean the medication cup
	Broken Mesh	Replace the medication cup
Orange Power Indicator	Low Battery Power	Replace batteries or use the power adapter
Flashing Orange Power Indicator	Faulty Connection	Use rubbing alcohol to clean power adapter and/or reinstall the medication cup
	Broken Mesh	Replace the medication cup

If the device does not function properly after performing the recommended actions above, contact an authorized Compass Health Brands dealer.

 **WARNING**

NEVER operate this device if any of the parts are not functioning properly or have been damaged.

NEBULIZER SPECIFICATIONS

Power	Two AA Alkaline Batteries; USB Power Adapter
Power Input	AC100~240V/50~60Hz
Power Consumption	<1.5W
Medication Capacity	6ml
Vibrating Frequency	117 kHz (+/- 15%)
Particle Size (micron)	MMAD < 5µm
Average Nebulization Rate	≥0.25ml/min
Operating Temperature/ Humidity Range	50°F to 104°F (10°C to 40°C) / 30~75%RH
Storage/Transport Temperature/ Humidity Range	-4°F to 158°F (-20°C to 70°C) / 20~80%RH
Operating Cycles	20 minutes on, 20 minutes off
Dimension (L x W x H)	3" x 1.6" x 2.9" (76.5 mm x 41 mm x 73 mm)
Weight	2.6 oz (74g)
Standard Accessories	Main Unit, Medication Cup, Mouthpiece, Adult Mask, Pediatric Mask, Carry Bag with Lanyard and USB Power Adapter
Battery Life	Up to 90 minutes continuous use; 4 days if used 20 minutes per day (batteries not included)
Warranty	2 Year Limited Warranty

LIMITED WARRANTY

Compass Health Brands offers a limited two (2) year warranty on the device and three (3) months on accessories. We warrant that the compressor unit and its parts will be free from defects in workmanship and materials for a period of two (2) years from the date of original purchase and ninety (90) days on all accessories including medication cup. This warranty does not extend to failures resulting from accident, misuse, abuse, alteration, use of unauthorized service, parts or cleaning solutions, or failure to comply with the User's Manual.

If the warranted equipment should fail during the warranty period, Compass Health Brands, at our option, will repair or replace parts at issue, provided the claim is bona fide. It shall be the responsibility of the purchaser to pack and return the equipment in a manner to avoid shipping damage. The shipment must be prepaid to us. This warranty covers the cost of labor incurred in the removal or replacement of the warranted component parts in the U.S. only.

SERVICE AND REPAIR

If you should have any questions about this nebulizer, please contact an authorized Compass Health Brands dealer. Do not open or disassemble the device at any time. This will void the warranty. If the unit is malfunctioning, discontinue use immediately and return to the original provider for repair or replacement.

DISPOSAL

This product should not be disposed of with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.


Household users should contact their local government for details on appropriate and safe disposal.



ROSCOE nebGO

NEBULIZADOR PORTÁTIL ULTRASÓNICO
Manual

MODEL: NEB-GO



Lea este manual antes de usar el nebulizador.
Guarde estas instrucciones para referencia futura.

ÍNDICE

	Página
1. Introducción	17
2. Ilustración de Piezas	18
3. Precauciones y Advertencias Importantes de Seguridad	19 – 22
4. Cómo Empezar	23
5. Funcionamiento del Nebulizador con Compresor	25
6. Limpieza	26
7. Mantenimiento	29
8. Especificaciones	29
9. Garantía Limitada	30
10. Servicio y Reparación	30

INTRODUCCIÓN


Gracias por adquirir el nebulizador portátil ultrasónico nebGO Roscoe Medical. Con el cuidado apropiado, este dispositivo le brindará muchos años de tratamiento confiable.

Este producto se diseñó para el tratamiento exitoso del asma, alergias y otros trastornos respiratorios. Mediante la tecnología de malla con vibración, el nebulizador convierte el medicamento prescrito en una niebla de aerosol para facilitar su inhalación.

Se debe utilizar su nebulizador portátil ultrasónico bajo la supervisión de un médico autorizado o un terapeuta respiratorio. No use el producto para otro propósito que no sea el previsto.

INDICACIONES DE USO: Este dispositivo es un sistema nebulizador ultrasónico de malla con vibración diseñado para pulverizar medicaciones líquidas prescritas por el médico para la inhalación de un paciente (a excepción de la pentamidina). El dispositivo se puede usar con pacientes de 5 años o más en el hogar, en el hospital y en entornos de atención subaguda.


ILUSTRACIÓN DE PIEZAS



Tapa de la Copa para Medicación

Copa para Medicación

Boquilla



Botón ON/OFF


Presione el Botón ON/OFF para Encender la Alimentación.

Electrodo

Botón Liberador de la Copa para Medicación **Indicador de Encendido***

Unidad principal


Presione el Botón de Liberación para Retirar la Copa para Medicación.




Luces de Indicación

Luz verde encendida = Durante el funcionamiento
Luz naranja encendida/parpadeante = Baja potencia/mal funcionamiento
Sin luces = Mal funcionamiento

VISTA DESDE ABAJO











Cubierta de Batería



Conector de Cable de Alimentación



Cubierta de Conector de Cable de Alimentación

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD UTILIZADOS EN EL PRODUCTO Y EN ESTE MANUAL	
 PELIGRO	Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría traer como resultado la muerte o lesiones graves.
 ADVERTENCIA	Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría causar lesiones graves y daños al equipo.
 PRECAUCIÓN	Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría provocar lesiones menores o moderadas para el usuario o paciente, o daño al dispositivo u otra propiedad.
	Equipo de Clase II
	Equipo de tipo BF
	Consultar las Instrucciones de Uso
	Botón ON/OFF
	Número de Serie

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES **IMPORTANTES DE SEGURIDAD**



Es importante que lea todas las advertencias en el Manual del usuario antes de usar el producto. Use el producto solo para el fin previsto y según lo descrito en el manual. Su uso inadecuado puede dar lugar a una enfermedad o una lesión mortal, un tratamiento inadecuado o daños materiales.


 ADVERTENCIA (Solo para EE. UU.)	La legislación federal de EE. UU. solo autoriza la venta de este dispositivo a través, o a petición, de un médico o un profesional autorizado. Este dispositivo solo debe usarse bajo la constante supervisión de un médico o un profesional autorizado.
 PELIGRO	ESTE DISPOSITIVO MÉDICO NO ESTÁ DISEÑADO PARA UTILIZARSE COMO UN DISPOSITIVO DE SOPORTE VITAL.


Este dispositivo se ha probado y se ha inspeccionado exhaustivamente para asegurar un rendimiento y un funcionamiento adecuados.

Las especificaciones que se incluyen en este manual estaban vigentes al momento de la publicación. Sin embargo, para garantizar las medidas de mejora continua, se pueden realizar cambios en estas especificaciones en cualquier momento, sin obligación por parte del fabricante.

Al recibir el nebulizador, verifique el empaque en busca de signos de daños durante el tránsito. Inspeccione minuciosamente la unidad. Si observa daños, externos o internos, **NO** utilice el producto e informe de inmediato a su proveedor de atención domiciliaria.

Al utilizar los productos eléctricos, especialmente cuando hay niños, siga **SIEMPRE** las medidas básicas de seguridad. Lea todas las instrucciones antes de usar.

 PELIGRO
<p>Para reducir el riesgo de lesiones graves o mortales por electrocución, incendio, quemaduras, así como el riesgo de daños o mal funcionamiento de la unidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antes de usar, verifique la etiqueta de clasificación en la parte posterior del compresor para asegurarse de que el voltaje y la corriente indicados en la unidad corresponden con el voltaje y la corriente que están disponibles. NO sobrecargue los tomacorrientes ni use la unidad con supresores de picos o cables de extensión. • NO use este producto con un convertidor de CC a CA ni con un voltaje o una frecuencia de CA distintos a los especificados.

 ADVERTENCIA
<ul style="list-style-type: none"> • Antes de usar, revise todos los accesorios para realizar un ensamblaje correcto. Todas las piezas deben estar fijas en su lugar. El uso de accesorios ensamblados incorrectamente podría disminuir o impedir el suministro adecuado de medicaciones y la eficacia del tratamiento.

 **ADVERTENCIA**

- **TODOS** los accesorios incluidos solamente se deben utilizar para un solo paciente. **NO** comparta sus accesorios con otros pacientes.
- **NUNCA** use el nebulizador si está obstruido. Si está obstruido, el vapor del aerosol se reducirá, se alterará o se detendrá, lo que disminuirá o eliminará la eficacia del tratamiento. Si se produce una obstrucción, reemplace la boquilla por una del mismo modelo.

 **PELIGRO**

- **SUSPENDA EL USO INMEDIATAMENTE SI ALGUNA DE LAS PIEZAS DE LA CARCASA DEL MOTOR SE DESPRENDE O SE ROMPE, Y EXPONE EL MOTOR U OTROS COMPONENTES ELÉCTRICOS.**
- **NO** abra ni desarme el compresor. Encargue todo tipo de mantenimiento a un distribuidor autorizado de Compass Health Brands.
- **SIEMPRE** desenchufe el producto inmediatamente después de cada uso y manténgalo desenchufado cuando no esté en uso. **NO** utilice este producto sin supervisión.
- **NUNCA** utilice este producto si tiene un cable o enchufe dañado; si no funciona correctamente o se observa algún tipo de anomalía; si se ha caído de algún modo o se lo ha sumergido en agua; o si ha estado expuesto a algún líquido dentro de la caja. Devuélvalo al distribuidor autorizado de Compass Health Brands para su reparación o reemplazo.

 **ADVERTENCIA**

- **NO** use el nebulizador mientras conduce un vehículo o mientras se baña.
- Mantenga todos los cables eléctricos alejados de las superficies calientes. **NO** utilice ni guarde la unidad bajo la luz directa del sol, expuesta a altas temperaturas o humedad.
- El motor del compresor tiene un protector térmico que apagará la unidad antes de que se sobrecaliente. Cuando el protector térmico apague la unidad, haga lo siguiente:
 - o Apague la unidad y desenchúfela del tomacorriente.
 - o Antes de iniciar otro tratamiento, espere 20 minutos hasta que el motor se enfríe.
 - o Asegúrese de que las aberturas de aire no estén obstruidas y de que el filtro de aire esté limpio.

 **PELIGRO**

- **NO** utilice el producto cuando se esté administrando oxígeno en un ambiente cerrado, como, por ejemplo, una carpa de oxígeno.
- Para evitar la interferencia electromagnética/interferencia de radiofrecuencia (EMI/RFI):
 - a. **NO** encienda ni utilice dispositivos de comunicación electrónicos personales y portátiles, como teléfonos celulares, walkie-talkie y radios de Banda Ciudadana (CB) mientras el compresor está encendido.
 - b. **NO** utilice el compresor en la proximidad de transmisores (radio, televisión, microondas, etc.).
 - c. Tenga en cuenta que la adición de accesorios o componentes, o la modificación del compresor puede hacerlo más susceptible a la EMI/RFI.

PELIGRO (continuación)

- **NUNCA** deje caer ni inserte un objeto en las aberturas.
- **NUNCA** bloquee las aberturas de aire.
- **NO** enrolle el cable alrededor del dispositivo.
- **NUNCA** permita que se tire, sacuda, tense, retuerza o doble severamente el cable de alimentación, especialmente, si está enchufado. Se producirán daños en el punto de alta flexibilidad de la entrada del dispositivo que causarán rupturas y cortocircuitos. Manipule el cable con cuidado para preservarlo.
- Se requiere supervisión cuando este producto se utiliza para o cerca de niños y personas con discapacidad física o mental. **NUNCA** lo utilice al dormir o si se siente somnoliento.
- Este producto contiene piezas pequeñas que pueden representar un peligro de asfixia para los niños pequeños. Los tubos también implican un riesgo de estrangulación. Mantenga la unidad fuera del alcance de los niños.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: SIEMPRE ASEGURE LA SUPERVISIÓN CERCANA DE UN ADULTO CUANDO LE ADMINISTRE EL TRATAMIENTO A UN NIÑO. NO DEJE SOLO AL NIÑO DURANTE EL TRATAMIENTO.

- Todo paciente que no pueda usar una boquilla adecuadamente bajo supervisión debe usar una mascarilla.
- Para reducir el riesgo de aumento del crecimiento bacteriano, infecciones, enfermedades o lesiones por contaminación, limpie a fondo y seque todos los accesorios. También seque completamente la humedad o la condensación en el tubo al final de **TODOS** los tratamientos. Siga las instrucciones incluidas en la página 25. Limpiar la copa para medicación después de cada tratamiento no es suficiente. Los accesorios también **DEBEN** desinfectarse regularmente, después de todos los tratamientos, a fin de prevenir enfermedades graves o mortales causadas por la contaminación. Consulte la página 26 para los procedimientos de desinfección.
- **NUNCA** rocíe líquido en la carcasa del compresor. El líquido podría causar daños en las piezas eléctricas del compresor, lo que podría dar lugar a un mal funcionamiento. Si entra líquido en la unidad, devuelva el producto a un centro autorizado de servicio para equipo médico, donde se examinará y se reparará.

PELIGRO

- **NO** coloque ni almacene el producto donde pueda golpearse contra una bañera, un lavabo; o caerse en agua u otro líquido. **NO** lo sumerja ni lo deje caer en agua u otro líquido.
- **NO** toque un producto que haya caído en agua u otro líquido. Desenchúfelo inmediatamente.
- **SIEMPRE** desconecte la unidad de la salida eléctrica antes de limpiar.

PRECAUCIÓN

La copa para medicación y los accesorios **NO** son aptos para lavavajillas.

NOTA

Las superficies exteriores de la unidad y el conector de salida de aire pueden calentarse ligeramente al tacto durante el uso. También se puede sentir el aire caliente cuando sale de los conductos de ventilación a los costados de la carcasa de la unidad. Esto es normal.

CÓMO EMPEZAR

1. Verifique que los siguientes componentes del nebulizador estén incluidos:
 - Unidad principal con copa para medicación
 - Bolsa para transporte
 - Boquilla
 - Cordón de Seguridad
 - Mascarillas para adultos y niños
 - Cable de alimentación con tomacorriente de pared y USB
2. Se recomienda tener boquillas o mascarillas adicionales a mano, en todo momento, por si las piezas originales se perdieran, dañaran o ensuciaran.



PRECAUCIÓN

Si no recibió los componentes enumerados anteriormente, póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió su nebulizador.

CONFIGURACIÓN Y OPERACIÓN DEL NEBULIZADOR PORTÁTIL



PRECAUCIÓN

Los accesorios incluidos en el paquete **NO** están esterilizados. Antes del primer funcionamiento, o si el dispositivo se ha almacenado/no se ha utilizado durante >1 mes, todos los accesorios se deben limpiar a fondo.

1. Lávese las manos con agua tibia y jabón, y séquelas bien con una toalla limpia.
2. Asegúrese de que todos los accesorios se hayan limpiado o se hayan desinfectado antes de su primer uso y después del último tratamiento del día. Consulte la sección Limpieza de los componentes y accesorios del nebulizador en la página 25.
3. Si usa baterías, empuje hacia atrás y levante la cubierta de la batería para abrirla.
4. Inserte dos baterías AA según la polaridad de la batería indicada dentro del compartimiento de la batería.
5. Cierre y empuje hacia adelante la cubierta de la batería para bloquearla.



PRECAUCIÓN

NO use baterías viejas y nuevas juntas ni mezcle baterías con celdas de sustancias químicas diferentes

6. Si usa el adaptador de corriente, asegúrese de retirar las baterías antes de usar. El adaptador **NO** carga las baterías.



PRECAUCIÓN

El compresor está diseñado para utilizarse solo de forma intermitente. Para un rendimiento óptimo, utilice el dispositivo durante 20 minutos y, luego, déjelo apagado durante 20 minutos.

7. Para insertar la copa para medicación en el dispositivo, alinee las tres puntas en la parte posterior de la copa para medicación con los tres canales del dispositivo principal y presione hacia abajo. Escuchará un clic.
8. Abra la tapa de la copa para medicación.
9. Llene la copa del nebulizador usando un gotero o un jeringa con la medicación prescrita. NO la llene con más de 6 ml por tratamiento.
10. Cierre la tapa del nebulizador y asegure un cierre hermético.
11. Presione la boquilla o la mascarilla directamente sobre la abertura de la copa para medicación.
12. Si usa la boquilla, colóquela entre los dientes, con los labios firmemente sellados alrededor de la boquilla. Si usa la mascarilla, colóquela sobre la boca, firmemente sellada sobre el área alrededor de la boca.
13. Presione el botón ON/OFF en la parte superior del dispositivo para encender la unidad. El luz indicadora se pondrá verde.
14. Inhale y exhale de forma lenta y profunda por la boca hasta completar el tratamiento con aerosol. **NOTA:** Inclíne el dispositivo ligeramente para asegurarse de que toda la medicación residual entre en contacto con la malla y de que esté completamente en forma de aerosol.
15. Presione el botón ON/OFF para apagar el dispositivo. La luz indicadora estará apagada.
16. Desconecte el adaptador de alimentación de la toma eléctrica (si se utiliza).
17. Retire la boquilla o la mascarilla del dispositivo.
18. Retire la copa para medicación del dispositivo presionando el botón debajo de la copa y levantando con cuidado la copa simultáneamente.
19. Limpie y desinfecte **TODOS** los componentes del nebulizador antes del siguiente tratamiento. Consulte las páginas 25-26.

 **ADVERTENCIA**

- El dispositivo tiene un protector térmico que apagará la unidad antes de que se sobrecaliente. Cuando el protector térmico apague la unidad, haga lo siguiente:
 - a. Presione el botón de alimentación en OFF.
 - b. Desenchufe la unidad del tomacorriente si usa un adaptador de alimentación.
 - c. Espere 20 minutos para que el motor se enfríe antes de iniciar otro tratamiento.
 - d. Asegúrese de que las aberturas de aire no estén obstruidas y de que el filtro de aire esté limpio.
- **NUNCA** use la unidad si presenta daños en el cable o enchufe, si se ha caído de algún modo, si se ha sumergido en agua o si no funciona correctamente. Devuélvala a un centro de servicio para su reparación.
- Si ocurre alguna anomalía, suspenda su uso inmediatamente hasta que la hayan revisado y reparado.
- **SIEMPRE** desenchufe el producto inmediatamente luego de su uso.

 **ADVERTENCIA (cont.)**

- **ANTES** de conectar el cable de alimentación, asegúrese de que el interruptor de ON/OFF esté en la posición de apagado.
- **NUNCA** tape las aberturas de aire en la unidad principal ni coloque la unidad en un lugar donde puedan obstruirse dichas aberturas.
- **NUNCA** permita que se tire, sacuda, tense, retuerza o doble severamente el cable de alimentación, especialmente, si está enchufado. Se producirán daños en el punto de alta flexibilidad de la entrada del dispositivo que causarán rupturas y cortocircuitos. Manipule el cable con cuidado para preservarlo.
- Seguridad contra sobrecargas: **NO** exceda los 20 minutos de uso continuo.

LIMPIEZA

LIMPIEZA DE LOS COMPONENTES Y ACCESORIOS DEL NEBULIZADOR

1. Si hay alguna humedad residual (condensación) en la copa para medicación, límpiela con una gasa o una toalla sin pelusa.
2. Vierta el agua destilada en la copa para medicación.
3. Encienda el dispositivo para nebulizar el agua destilada durante 1 a 2 minutos para limpiar la malla.
4. Apague el dispositivo, luego, retire las baterías o desconecte el adaptador de la unidad principal.
5. Retire la copa para medicación de la unidad principal.
6. Lave y enjuague la copa para medicación con agua destilada.
7. Sacuda el exceso de agua y deje que las partes se sequen completamente al aire sobre una toalla limpia y seca.
8. Use una toalla limpia ligeramente humedecida con agua tibia para limpiar el exterior del dispositivo.
9. Lave la boquilla y los accesorios de la mascarilla con un jabón suave y agua tibia, o sumérgalos en 1 parte de vinagre blanco con 3 partes de agua caliente del grifo durante una hora. Enjuague bien y deje secar al aire completamente antes de usar. Realice la desinfección según los procedimientos en la página 26.
10. Asegúrese de que todas las piezas estén completamente secas antes de guardarlas o usarlas.

 **PRECAUCIÓN**

- Mantenga el compartimiento de la batería en el dispositivo seco en todo momento.
- **NO** empuje la malla con el dedo, un hisopo de algodón ni ningún otro objeto.
- **NO** lave las piezas en un lavaplatos.
- **NO** use el microondas para secar ninguna pieza ni el dispositivo.
- Limpie todos los puertos necesarios luego de cada uso y según se indicó en esta guía.
- **NO** intente lavar y volver a usar el filtro de aire. **NO** utilice material de filtro de reemplazo. Puede provocar daños en el compresor.

 **ADVERTENCIA**

- Desconecte la unidad de la salida eléctrica antes de limpiar

DESINFECCIÓN DE LOS ACCESORIOS DEL NEBULIZADOR

Método 1: Ebullición

1. Enjuague la copa para medicación con agua destilada.
2. Haga hervir una olla con agua destilada.
3. Sumerja con cuidado la copa para medicación en el agua hirviendo durante un máximo de 10 minutos.
4. Retire con cuidado la copa para medicación del agua hirviendo y sacuda el exceso de agua.
5. Deje que se enfríe y seque completamente al aire con una toalla limpia y seca. Asegúrese de que todas las piezas limpias estén completamente secas antes de usarlas o guardarlas.

Método 2: Alcohol

1. Enjuague la copa para medicación, la boquilla o la mascarilla con agua destilada.
2. Sumerja la copa para medicación, la boquilla o la mascarilla en alcohol etílico al 75 % durante 1 minuto.
3. Enjuague nuevamente la copa para medicación, la boquilla o la mascarilla con agua destilada, luego, sacuda el exceso de agua.
4. Deje que las partes se sequen completamente al aire sobre una toalla limpia y seca. Asegúrese de que todas las piezas limpias estén completamente secas antes de usarlas o guardarlas.



ADVERTENCIA

- El alcohol es altamente inflamable. **NO** use alcohol cerca de fuego o humo.
- **NO** sumerja la unidad principal o el adaptador de corriente en ningún líquido.

MANTENIMIENTO

Las siguientes piezas de repuesto y accesorios están disponibles:
(**NO** utilice piezas de repuesto no autorizadas/que no sean de Compass Health Brands)

Descripción	SKU
Copa para Medicación	X1GOSH01
Boquilla	X1GOSH02
Mascarilla para Adultos	X1GOSH03
Mascarilla para Niños	X1GOSH04
Bolsa para Transporte	X1GOSH05
Cable de Alimentación	X1GOSH06
Tomacorriente	X1GOSH07

Con el cuidado adecuado, la copa para medicación se debe reemplazar cada 12 meses, y la boquilla o las mascarillas se deben reemplazar cada 3 meses, según la frecuencia de uso.

ALMACENAMIENTO

Cuando no esté en uso, guarde el dispositivo y todos los accesorios en la bolsa para transporte incluida, o en un ambiente seco y limpio.

PRECAUCIÓN

- **NO** almacene ni transporte el dispositivo con ningún líquido residual en la copa para medicación.
- Retire las baterías si el dispositivo no estará en uso por un tiempo prolongado. De lo contrario, se podrían producir daños debido a una fuga de la batería.
- **NO** deje el dispositivo bajo la luz solar directa, en lugares con mucha humedad, calor o frío extremos.
- **SIEMPRE** mantenga la unidad desenchufada cuando no la esté utilizando.
- Mantenga los cables alejados de las superficies calientes.
- **NO** enrolle el cable alrededor del dispositivo.

ADVERTENCIA

- Mantenga este dispositivo alejado del fuego, los campos electromagnéticos elevados y fuera del alcance de los niños.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Consulte la siguiente tabla para resolver cualquier problema con el dispositivo:

Problema	Posible causa	Acción
Baja Atomización	Batería Baja	Reemplace las baterías o use el adaptador de la alimentación
	Conexión Defectuosa	Use alcohol para limpiar el adaptador de la alimentación
	Agujeros de Malla Obstruidos	Consulte los procedimientos de limpieza y desinfección para limpiar el recipiente de medicación
	Malla Rota	Reemplace la copa para medicación

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (CONTINUACIÓN)

Problema	Posible Aausa	Acción
Sin indicador de Encendido/sin Atomización	Baterías Insertadas Incorrectamente	Siga las marcas (+) y (-) en la cubierta de la batería para volver a insertarla en la dirección correcta
	Baterías Gastadas	Reemplace las baterías o use el adaptador de la alimentación
	Conexión Defectuosa	Verifique y vuelva a conectar el adaptador de alimentación a la unidad principal
	Malla Rota	Reemplace la copa para medicación
Indicador de Encendido en ON/sin Atomización	Copa para Medicación Insertada Incorrectamente	Consulte las instrucciones de configuración para volver a instalar la copa para medicación
	Agujeros de Malla Obstruidos	Consulte los procedimientos de limpieza y desinfección para limpiar el recipiente de medicación
	Malla Rota	Reemplace la copa para medicación
Indicador de Encendido Naranja	Batería Baja	Reemplace las baterías o use el adaptador de la alimentación
Indicador de Encendido Naranja Parpadeante	Conexión Defectuosa	Use alcohol para limpiar el adaptador de alimentación o vuelva a instalar la copa para medicación
	Malla Rota	Reemplace la copa para medicación

Si el dispositivo no funciona correctamente después de realizar las acciones recomendadas anteriormente, comuníquese con un distribuidor autorizado de Compass Health Brands

 **ADVERTENCIA**

NUNCA oopere este dispositivo si alguna de las piezas no funciona correctamente o si se ha dañado.

ESPECIFICACIONES DEL NEBULIZADOR

Frecuencia	Dos pilas alcalinas AA; adaptador de alimentación con USB
Entrada de Alimentación	CA 100~240 V/50~60 Hz
Consumo de Energía	<1,5 W
Capacidad de Medicación	6 ml
Frecuencia de Vibración	117 kHz (+/-15 %)
Tamaño de las Partículas (micrón)	MMAD <5 µm
Velocidad Promedio de Nebulización	≥0.25ml/min.
Rango de Temperatura/Humedad de Funcionamiento	50 °F a 104 °F (10 °C a 40 °C)/30~75 % de HR
Rango de Temperatura/Humedad de Almacenamiento/Transporte	-4 °F a 158 °F (-20 °C a 70a °C)/20~80 % de HR
Ciclos de Funcionamiento	20 minutos encendido, 20 minutos apagado
Dimensión (largo x ancho x alto)	3 in x 1,6 in x 2,9 in (76,5 mm x 41 mm x 73 mm)
Peso	2,6 oz (74 g)
Accesorios Estándar	Unidad principal, copa para medicación, boquilla, mascarilla para adultos, mascarilla para niños, bolsa para transporte con cordón de seguridad y adaptador de alimentación con USB
Duración de la Batería	Hasta 90 minutos de uso continuo; 4 días si se usan durante 20 minutos al día (baterías no incluidas)
Garantía	Garantía limitada de 2 años

GARANTÍA LIMITADA

Compass Health Brands ofrece una garantía limitada de dos (2) años para el dispositivo y tres (3) meses para los accesorios. Garantizamos que la unidad del compresor y sus piezas estarán libres de defectos de fabricación y materiales por un período de dos (2) años a partir de la fecha de compra original y de noventa (90) meses para los accesorios, incluida la copa para medicación. Esta garantía no se extiende a daños derivados de accidentes, mal uso, abuso, alteración, uso de servicio, piezas o productos de limpieza no autorizados o incumplimiento del Manual del usuario.

Si el equipo en garantía fallase dentro del período de garantía, Compass Health Brands, a su elección, reparará o reemplazará las piezas en cuestión, siempre que el reclamo sea de buena fe. Será responsabilidad del comprador empaquetar y devolver el equipo procurando evitar daños durante el transporte. Se nos debe pagar el envío por adelantado. Esta garantía cubre el costo de la mano de obra en el que se haya incurrido para retirar o reemplazar las piezas en garantía solo en EE. UU.

SERVICIO Y REPARACIÓN

Si tiene alguna pregunta sobre este nebulizador, póngase en contacto con un distribuidor autorizado de Compass Health Brands. No abra ni desarme el dispositivo en ningún momento. Esta acción anulará la garantía. Si la unidad no funciona correctamente, descontinúe el uso de inmediato y devuélvala al proveedor original para su reparación o reemplazo.

ELEMENTOS EN DESUSO

Este producto no se debe desechar con otros residuos domésticos al final de su vida útil. Para evitar posibles daños al medioambiente o la salud humana por la eliminación incontrolada de desechos, separe esto de otros tipos de desechos y recíclolo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales.

Los usuarios domésticos se deben comunicar con su gobierno local para obtener detalles sobre la eliminación adecuada y segura.

COMPASSHEALTH

Manufactured for/Fabricado por:
Compass Health Brands Corp.
Middleburg Heights, OH 44130
www.compasshealthbrands.com
Phone/Telefono: 800.376.7263
Made in China/Hecho en China
42-NEBGO_00 ©2019